

Vaccinatie in de apotheek - Afvalinzameling

Types RMA-recipienten

Het **Risicohoudend Medische Afval (RMA)** moet gedeponeerd worden in **speciale recipienten**. Deze zijn lekbestendig en doorgaans bestand tegen scherpe voorwerpen.

Er bestaan verschillende types RMA-recipienten. Het type container dat je nodig hebt, hangt af van je te verwachten afvalvolume, het aantal ophalingen, je beschikbare ruimte en je persoonlijke voorkeur.

1.1. Gele naaldcontainers

Naaldcontainers bestaan in een volume van 4 liter, 7 liter, en 30 liter en kan je bestellen bij de groothandel.



Extra info en tips:

- Bekijk de **handleiding** voor montage en gebruik van de naaldcontainer.

- **Plaats** van de naaldcontainer
 - Zet de naaldcontainer zo dicht mogelijk bij de plaats van handelen, bij voorkeur op maximaal 1 armlengte
 - Neem een naaldcontainer mee, wanneer er geen naaldcontainer aanwezig is.
 - Loop niet met een gebruikte naald in een bekkentje naar een andere ruimte
 - Zorg voor voldoende reservecontainers.

- Een nog niet volledig gevulde naaldcontainer kan overnacht blijven staan in een bepaalde ruimte. De naaldcontainer wordt dan voorlopig gesloten. Een volle naaldcontainer wordt correct en definitief afgesloten. Beide manieren van sluiten worden beschreven in de handleiding.

- Volle naaldcontainers van 4 l en 7 l moeten **gesloten** aangeboden worden in een **medische doos** bij de ophaling ervan door een afvalverwerker.

In een medische doos van 50 L gaan precies 6 naaldcontainers van 4 L of 4 naaldcontainers 7 L.

1.2. Medische dozen

Medische dozen moeten worden gebruikt voor het verzamelen en stockeren van volle naaldcontainers.

- Volle naaldcontainers van 4 l en 7 l moeten **definitief gesloten** aangeboden worden in een **medische doos** bij de ophaling ervan door een afvalverwerker.

In een medische doos van 50 L gaan precies

1. 6 naaldcontainers van 4 L

of

2. 4 naaldcontainers 7 L

- Volle naaldcontainers van 30 l kunnen als dusdanig opgehaald worden door de afvalverwerker op voorwaarde dat de naaldcontainer **UN-gekeurd** is (UN3291) en **definitief gesloten** is.

Zoniet, moet de naaldcontainer van 30 L in een medische doos gestockeerd worden.



Extra info

- Check steeds dat de naaldcontainers correct (definitief) gesloten zijn vooraleer ze weg te brengen in een medische doos.
Deponeer nooit scherpe voorwerpen in een medische doos!
- Flowchart: **Hoe maak je uw medische doos klaar voor inzameling?**



Steek uw hand in de zak zodat deze niet aan elkaar blijft kleven



Door op de hoeken van de door te drukken opent deze zich



Kijk na of het midden van de automatisch bodem goed gesloten is



Plooien en inklappen van het handvat



Plooi de rand van de zak om de doos



Trek aan het sluitlint terwijl je met je andere hand de zak tegenhoudt



Leg een eerste knoop in het sluitlint



Plooi de kraag van de zak om en leg er met het sluitlint een tweede knoop rond

- In een medische doos van 50 L gaan precies 6 naaldcontainers van 4 L of 4 naaldcontainers van 7 L.



- Het maximum toegelaten gewicht per doos bedraagt **10 kg**.

- Je dient op de voorziene plaats iedere doos te **identificeren**. Dat kan manueel of via een voorgedrukte sticker.



U dient op de voorziene plaats iedere doos te identificeren. Dat kan manueel of via een voorgedrukte sticker.